

## DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, **POLYSEM** sis à ZA Jean Moulin 78120 RAMBOUILLET, déclarons sous notre seule responsabilité que :

**Nom du Produit :** Gant à usage unique de protection contre les micro-organismes destiné aux vétérinaires.  
Il ne protège pas contre les virus et contre les produits chimiques.

**Identification :** Référence : **COPOLYMERE**  
Gant composé de 2 films de Polyéthylène de coloris transparent.  
Epaisseur 23 µm. Gant disponible en taille S/M/L/XL. Longueur totale du gant : 92 cm ou 100cm (en fonction de la taille).

**Code article :** 027817, 024185, 024183, 027922

Est conforme aux Exigences Essentielles de santé et de sécurité applicables et listées dans l'annexe II du règlement UE 2016/425 du 09 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle, abrogeant la directive n°89/686/CEE du Conseil.

Est conforme à la norme EN ISO 374-5 (2016) et EN ISO 21420 (2020).

Est conforme au modèle ayant fait l'objet **d'examen UE de type (module B) délivré par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement « IFTH »** sous le **numéro 0072**, sis Avenue Guy de Collongue –F69134 ECULLY CEDEX, attestation **d'examen UE de type n° 0072/177/162/03/19/0082 version 03**.

Est conforme au type sur la base de **l'assurance de la qualité du mode de production (module D)** sous la surveillance de l'organisme notifié : **ASQUAL**, sous le **numéro 0334**, sis à 14 rue des Reculettes – 75013 PARIS.

**Date de validité :** 11/03/2029

Fait à RAMBOUILLET

Signature

Date : 19/02/2024

Nom : Frédéric BERNAGE  
Fonction : Directeur Général

## DECLARATION OF CONFORMITY

We, POLYSEM located at ZA Jean Moulin 78120 RAMBOUILLET France, declare under own responsibility, that the following product:

**Name of Product:** Single use glove for veterinarians offering a protection against micro-organisms. It does not offer any protection against viruses and chemicals.

**Identification:** Reference: **COPOLYMERE**  
Glove made of 2 Polyethylen transparent films. Thickness 23µm.  
Glove available in sizes S/M/L/XL. – Total length of the glove: 92 OR 100CM (depending of the size).

**Article Code :** 027817, 024185, 024183, 027922

Complies with the Essential requirements of annex II of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the council, of 9 March 2016, on Personal Protective Equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC.

Is compliant with EN ISO 374-5 (2016) and EN ISO 21420 (2020).

Is compliant to the model that has undergone EU type examination (module B) issued by the **IFTH n°0072**, located in Avenue Guy de Collongue –F69134 ECULLY CEDEX, EU type examination certificate n° **0072/177/162/03/19/0082 version 03**.

**Validity date:** 11/03/2029

RAMBOUILLET

Signature

Date : 19 February 2024

Name : Frédéric BERNAGE  
Function: General Director

